

Bacillo[®] Tissues

Chiffons désinfectants alcooliques



Chiffons désinfectants alcooliques, sans aldéhydes, pour la désinfection rapide de surfaces résistantes à l'alcool



Bacillo® Tissues



Propriétés

- large spectre d'action
- début d'action déjà après 30 secondes (selon les nouvelles méthodes standard de la VAH)
- sans parfum ni aldéhydes
- séchage rapide sans traces
- prélèvement simple du distributeur pratique

Bacillo® Tissues sont des chiffons sans parfum ni aldéhydes pour la désinfection rapide et commode de surfaces et de mobilier médical résistants à l'alcool. Les Bacillo® Tissues prêts à l'emploi possèdent les mêmes caractéristiques positives que Bacillo® AF, produit éprouvé. Sur la base de tests menés selon les méthodes standard de l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH), les surfaces traitées avec les Bacillo® Tissues sont déjà réutilisables après un traitement de 30 secondes et séchage.

En outre, les chiffons pour la désinfection rapide sont particulièrement commodes à utiliser: pour autant que les mesures d'hygiène et de protection professionnelle le permettent, les Bacillo® Tissues peuvent, grâce à leur formulation brevetée protégeant la peau, être utilisés même sans gants, un avantage en particulier pour les personnes qui doivent de toute façon porter des gants pendant de longues périodes.

Composition

Le liquide d'imprégnation Bacillo® AF contient les substances actives suivantes: propane-1-ol 450 mg/g; propane-2-ol 250 mg/g, éthanol 47 mg/g

Microbiologie

Bactéricide (y compris salmonelles et listeria), levuricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide, action virucide limitée (VHB, VIH, VHC), adénovirus, FCV papovavirus et rotavirus.

Domaines d'utilisation

Les Bacillo® Tissues sont indiqués pour la désinfection rapide et commode de:

équipement médical au sens de la loi sur les dispositifs médicaux (MPG), tel que:

- pièces manuelles et pièces cousues au cabinet dentaire
- stéthoscopes
- autres parties utilisées, résistantes à l'alcool, de dispositifs médicaux

surfaces résistantes à l'alcool selon BPD, telles que:

- surfaces de travail dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et dentaires, les ambulances
- surfaces de travail au laboratoire médical, dans les maisons de retraite et les homes médicalisés, etc.
- p. ex. sièges de WC, poignées de portes, montants de lits et tables
- dans les cuisines industrielles et le secteur de l'alimentation

dans les secteurs de l'industrie où un séchage sans résidus est requis, comme par exemple:

- secteurs de production de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique



Bacillo[®] Tissues


Enregistrement

Certificat/liste de l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH), label CE selon loi sur les dispositifs médicaux (MPG), liste de la Société allemande de médecine vétérinaire pour le domaine des denrées alimentaires (DVG). Homologation fédérale CHZN0839.

Données physico-chimiques

Les indications se réfèrent au liquide d'imprégnation Bacillo[®] AF:

Point de flamme (DIN 51755) 25 °C
 Densité (20 °C) environ 0,86 g/cm³
 Réfraction n_{D20} environ 1,38



Efficacité sur les norovirus

A côté des rotavirus, les norovirus sont la cause la plus fréquente de maladies virales gastro-intestinales à travers le monde. Dans le monde entier, on observe une augmentation croissante d'éruptions de maladies causées par des norovirus. C'est surtout en hiver que des épidémies se déclarent dans des institutions communautaires comme les hôpitaux, les maisons de retraite et les homes médicalisés, les écoles et les jardins d'enfants.

Des études ont montré que les norovirus sont capables de conserver intact leur caractère infectieux sur des surfaces, pendant des périodes prolongées. L'efficacité des Bacillo[®] Tissues sur les norovirus a été démontrée conformément à la directive BGA/DVV, à l'aide du calicivirus félin (FCV) utilisé comme virus de substitution.

Dosage

Les Bacillo[®] Tissues sont prêts à l'emploi.

Désinfection par essuyage

Bactéricide/levuricide ¹⁾			
– forte charge		conc. – 30 s ²⁾	
		conc. – 5 min	
Fongicide ¹⁾			
– hohe Belastung		conc. – 5 min	
Tuberculocide ¹⁾			
– forte charge		conc. – 30 s ²⁾	
		conc. – 5 min	
Mycobactéricide ¹⁾			
– forte charge		conc. – 30 s ²⁾	
		conc. – 5 min	
MRSA/EHEC			
		conc. – 30 s	
Activité virucide limitée (y compris VHB/VIH/VHC)			
		conc. – 30 s	
Adénovirus			
		conc. – 1 min	
FCV ³⁾			
		conc. – 5 min	
Papovavirus			
		conc. – 10 min	
Rotavirus			
		conc. – 1 min	
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide) ⁴⁾ ; Secteur A			
– faible charge	20 °C	conc. – 30 min	
– faible charge	10 °C	conc. – 30 min	
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide) ⁴⁾ ; Secteur A			
– avec charge	20 °C	conc. – 30 min	
– avec charge	10 °C	conc. – 30 min	
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide) ⁴⁾ ; Secteur B			
– faible charge	20 °C	conc. – 30 min	
– faible charge	10 °C	conc. – 30 min	
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide) ⁴⁾ ; Secteur B			
– avec charge	20 °C	conc. – 30 min	
– avec charge	10 °C	conc. – 30 min	

Démonstrations de l'efficacité avec la solution de substance active

1) selon nouvelles méthodes standard, mécaniquement

2) désinfection rapide

3) virus de substitution pour le norovirus, sans charge

4) DVG



Bacillo® Tissues



Mode d'emploi

Essuyer soigneusement les surfaces avec les Bacillo® Tissues. Veiller à humecter complètement la surface pour garantir un résultat optimal de la désinfection. Afin de prévenir un dessèchement prématuré des chiffons, bien refermer la boîte directement après l'emploi.

Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Avant l'emploi, toujours lire le marquage et l'information sur le produit.

Présentation

Emballage	Référence
Distributeur avec 100 chiffons	9756700
Recharge avec 100 chiffons	9756730



IVF HARTMANN AG

Victor-von-Bruns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

T +41 (0)52 674 31 11
F +41 (0)52 672 74 41
www.ivf.hartmann.info

