

Norm - Détergent désinfectant sols et surfaces - 5 l (Ce produit est un produit biocide affecté au circuit restreint, FR: 77369, LUX: 139/24/L)

GÉNÉRAL



Détergent désinfectant sols et surfaces

- Il possède d'importantes propriétés détergentes et désinfectantes particulièrement élevées
- C'est le produit indispensable au nettoyage et à la lutte contre la propagation des bactéries, champignons et virus sur toutes les surfaces
- Il a un effet désodorisant, fraîcheur et ne contient pas d'aldéhyde
- Numéro d'autorisation France: 77369, Luxembourg: 139/24/L



Convient pour

Sols thermoplastiques en PVC ou en vinyle - Pierres naturelles, sensibles aux acides (pierres calcaires) - Pierres naturelles, non-sensibles aux acides - Pavés céramiques - Sols en béton, poly-béton, carrelages non-émaillés et sols composites à base de ciment - Chapes, sols en époxy, sols en PU et sols composites à base de résine

pH 12

Puissance de nettoyage Très puissant

UTILISATION

- En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé, bionettoyage
- Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20mL pour un seau de 8 L)
- Ne pas rincer, sauf sur les surfaces en contact avec les aliments.
- Compatible en utilisation autolaveuse à des concentrations $\leq 0,25\%$
- Convient pour la décontamination du linge (phase de prélavage) à 0.25% , temps de contact 15min, à 30°C.
- Convient pour la désinfection du linge (phase de rinçage) à 0.25%, temps de contact 15min, à partir de 20°C).

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. BOMA décline toute responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus amples informations.



Norm - Détergent désinfectant sols et surfaces - 5 l (Ce produit est un produit biocide affecté au circuit restreint, FR: 77369, LUX: 139/24/L)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 18.5 x 28 x 13.5 cm

Pour milieu industriel, hospitalier et collectivités.

BOMA NORM est un détergent désinfectant pour les sols, les surfaces mobiliers et dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils dentaires,...).

BOMA NORM répond à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Bactéricide:

EN 1276 à 0,25% (5 min, 20°C, 3g/l albumine bovine)

EN 13727 à 0,25% (15 min, 20°C, 3g/l albumine bovine)

EN 13697+A2 à 0,25% (5 min, 20°C, 3g/l albumine bovine ++erythrocline mouton)

Fongicide:

EN1650 à 0,25% (30 min, 20°C, 3g/l albumine bovine)

EN 13624 à 0,25% (30 min, 20°C, 3g/l albumine bovine)

EN 13697 à 0,25% (30 min, 20°C, 3g/l albumine bovine +erythrocline mouton)

Virucide:

EN14476 + A2 à 0.75% sur virus de la vaccine (5 min, 20°C, 3g/l albumine bovine +erythrocline mouton)

EN14476 + A2 à 1% (5 min, 20°C, 3g/l albumine bovine)

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement.

Dans son emballage d'origine fermé entre 4 et 40°C et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, BOMA NORM se conserve pendant 3 ans.

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	300188
Unité	Bidon
Dimensions	18.5 x 28 x 13.5 cm
Poids brut	5350 g
Poids net	5000 g
Code EAN	5420015519109

Emballage

Quantité par emballage	2
Code EAN	5191095X2

Palette

Quantité par palette	128
Nombre de couches par palette	4
Unités par couche	16
Code EAN	5191095X128

