

PERACID ASEPSIS

Bleek- en desinfectie-additief voor lage temperaturen

Gebruiksaanwijzing

- Algemeen vloeibaar bleekmiddel.
- Actief bleek gebaseerd op perazijnzuur.
- Chemische desinfectie bij 40°C.
- Chemisch-thermische desinfectie tussen 60°C en 70°C.
- Geschikt voor katoen en polyester-katoen.
- Voor gebruik in zacht water.

Eigenschappen

- Uitstekende bleekresultaten tussen 40°C en 75°C.
- Levert antibacteriële, anti-schimmel- en antivirale hygiënevoordelen.
- Voldoet aan de Europese desinfectienorm EN1650 (Candida albicans, 15 minuten, 20 ° C, dosering 2 g / l, vuile omstandigheden) en EN 14476 (Bovine Parvovirus, 15 minuten, 60 ° C, dosering 2,5 ml / l, vuile omstandigheden).

Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen dosering : 2 ml/l Peracid Asepsis, 15 min bij 60 °C, wasgoed : water 1 : 5.

Alternatief : 2 ml/l Peracid Asepsis, 10 min aan 70 °C, wasgoed : water 1 : 5.

Samenstelling volgens EG-richtlijn

15-30% zuurstofbleekmiddel

Fysico-chemische specificaties

Densiteit (20 °C): 1.1 g/ml
pH-waarde (zuiver): ca. 0.5

Milieu

- Chloorvrij, d.w.z. geen AOX bijdrage.
- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
- CZV-waarde: 248.000 mg/l

Veiligheid & transport

Corrosief UN 3149
Oxiderend

Voldoet aan de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

Wees voorzichtig bij het gebruik van biocides. Lees aandachtig de productinformatie op de verpakking en raadpleeg de veiligheidsvoorschriften.

Opslag

Gebruik boven 5°C. Bewaren boven -20°C en tot max 35°C.

Verpakking

Bidon	22	kg
Vat	220	kg
Container	1050	kg